

**Pontas de silicone I/A descartáveis MST Allegro™**




**APLICAÇÃO**  
O sistema Allegro™ I/A permite ao utilizador um meio para aspirar o material a partir de, e de fornecer irrigação de fluido na lente cristalina durante a cirurgia de cataratas.  
As pontas de silicone I/A descartáveis MST Allegro™ são usadas em conjunto com uma máquina de fáco-emulsificação e o punho Allegro™ para irrigar e aspirar o material da lente no olho durante a cirurgia de catarata.

**ATENÇÃO:** As pontas de silicone I/A descartáveis MST Allegro™ são fornecidas em estado estéril e são um dispositivo para usar apenas uma única vez. As pontas de silicone I/A descartáveis MST Allegro™ são fornecidas em estado estéril através de esterilização por irradiação. Não tentar voltar a esterilizar este dispositivo. Se o fizer, pode danificar a ponta. A reutilização deste produto pode comprometer a integridade do dispositivo e causar lesões no doente.

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

1. Inspeccionar o dispositivo antes de cada utilização para garantir que não apresenta danos. Não tentar modificar a ponta.
2. Montar o punho Allegro™ e as pontas de silicone I/A descartáveis Allegro™ assegurando-se que a ponta está bem fixa no punho, como ilustrado nas imagens.

**ATENÇÃO:** Tocar apenas a base branca. Girar a ponta para o punho apertando com o dedo a base branca.



**ATENÇÃO:** Nunca toque o silicone pois este pode torcer / danificar a ponta.



**ARMAZENAGEM E TRANSPORTE**  
As pontas de silicone I/A descartáveis Allegro™ destinam-se apenas a uma única utilização. As pontas podem ser facilmente danificadas e devem ser inspeccionadas antes de cada utilização. Não utilizar a ponta se esta apresentar qualquer dano. Evitar o contacto com outros instrumentos. Não tentar reparar, dobrar ou alterar de qualquer outra forma a ponta.

**Silikonová jednorazová I/A špička MST Allegro™**




**URČENÉ POUŽITIE**  
I/A systém Allegro™ poskytuje používateľovi prostriedok na aspiráciu materiálu z kryštalickej šošovky a prívod výplachovej tekutiny do nej počas operácie katarakty.  
Silikonové jednorazové I/A špičky MST Allegro™ sa používajú spolu s fakoemulzifikačným prístrojom a ručným prístrojom Allegro™ na výplach a aspiráciu šošovkového materiálu z oka počas operácie katarakty.

**UPOZORNENIE:** Silikonové jednorazové I/A špičky MST Allegro™ sa dodávajú v sterilnom stave a sú to jednorazové pomôcky. Silikonové jednorazové I/A špičky MST Allegro™ sa dodávajú sterilizované ožarovaním. Nepokúšajte sa zariadenie opakovane sterilizovať. Poškodiť to špičku. Opakované použitie výrobku by mohlo narušiť neporušenosť pomôcky a spôsobiť pacientovi zdravotnú ujmu.

**NÁVOD NA POUŽITIE**  
1. Pred každým použitím zariadenie prezrite, či nie je poškodené. Nepokúšajte sa špičku upravovať.  
2. Ručný prístroj Allegro™ a silikonovú jednorazovú I/A špičku Allegro™ zmontujte tak, aby bola špička pevne pripravená k ručnému prístroju podľa obrázok.

**UPOZORNENIE:** Dotýkajte sa len bielej pátky. Špičku uchopte prstami za bielu pátku a zakrutením je upevníte na rukoväti.



**UPOZORNENIE:** Nikdy sa nedotýkajte silikonu, pretože sa tým prekrúti/ poškodí špička.



**UCHOVÁVANIE A MANIPULÁCIA**  
Silikonové jednorazové I/A špičky Allegro™ sú určené na jedno použitie. Špičky sa môžu ľahko poškodiť a pred každým použitím sa musia prezrieť. Ak je špička poškodená, nepoužívajte ju. Vyhybajte sa kontaktu s inými nástrojmi. Nepokúšajte sa špičku opravovať, ohybat' ani inak upravovať.

**Embout en silicone I/A à usage unique Allegro™ de MST**



**UTILISATION PRÉVUE**  
Le système Allegro™ I/A permet à l'utilisateur d'aspirer du matériel et de fournir du liquide d'irrigation au cristallin au cours des interventions chirurgicales de la cataracte.  
Les embouts Silicone I/A à usage unique Allegro™ de MST sont utilisés en association à un appareil de phacoémulsification et au manche Allegro™ pour irriguer les yeux et aspirer le matériel du cristallin au cours des interventions chirurgicales de la cataracte.

**MISE EN GARDE:** Les embouts Silicone I/A à usage unique Allegro™ de MST sont fournis stériles et sont à usage unique. Les embouts en Silicone I/A à usage unique Allegro™ de MST sont fournis stérilisés par rayonnement. Ne pas essayer de stériliser à nouveau ce dispositif. Cela endommagerait l'embout. La réutilisation de ce produit pourrait en compromettre l'intégrité et occasionner des blessures au patient.

**MODE D'EMPLOI**

1. Inspecter le dispositif avant chaque utilisation afin de vérifier l'absence de dommages. Ne pas essayer de modifier l'embout.
2. Assembler le manche Allegro™ et l'embout Silicone I/A à usage unique Allegro™, en vous assurant que l'embout soit bien attaché à l'outil, tel qu'indiqué dans les figures ci-dessous.

**MISE EN GARDE:** Manipuler uniquement par la base blanche; ne rien toucher d'autre. Attacher l'embout au manche en vissant la base blanche fermement à la main.



**MISE EN GARDE:** Ne jamais toucher le silicone, car cela peut tordre/ endommager l'embout.



**STOCKAGE ET TRANSPORT**  
Les embouts Silicone I/A à usage unique Allegro™ sont prévus pour une seule utilisation. Les embouts sont susceptibles d'être facilement endommagés et doivent être inspectés avant chaque utilisation. Ne pas utiliser un embout endommagé. Éviter le contact avec d'autres instruments. Ne pas essayer de réparer les embouts, de les plier ou de les modifier d'une autre manière.

**Silikonka I/A-konica MST Allegro™ za enkratno uporabo**



**NAMEN UPORABE**  
I/A sistem Allegro™ uporabniku omogoča aspiracijo snovi ter dovajanje tekočine za izpiranje do kristalne leče med operacijo vse mrene. Silikonke I/A-konice MST Allegro™ za enkratno uporabo se uporabljajo skupaj s fakoemulzifikacijsko napravo ter ročnikom Allegro™ za izpiranje in aspiracijo lečnih snovi iz očesa med operacijo vse mrene.

**POZOR:** Silikonke I/A-konice MST Allegro™ za enkratno uporabo so ob dostavi sterilne in so namenjene enkratni uporabi. Silikonke I/A-konice MST Allegro™ za enkratno uporabo so bile sterilizirane z obsevanjem. Ne poskušajte ponovno sterilizirati pripomočka. S tem bi poškodovali konico. Ponovna uporaba izdelka lahko ima negativen vpliv na napravo in je lahko vzrok za poškodbo bolnika. Opakovano porabo izdelka bi lahko narušilo neporušenost pomočny a spôsobilo pacientovi zdravotno ujmu.

**NAVODILA ZA UPORABO**  
1. Pred vsako uporabo instrument preglejte, da ni poškodovan, da ni poškodovan. Ne poskušajte preoblikovati konice.  
2. Sedavite ročnik Allegro™ in silikonko I/A-konico Allegro™ za enkratno uporabo in se prepričajte, da je konica varno pritrjena na ročnik, kot je prikazano na slikah.

**POZOR:** Datkinite se in spodnje belega dela. Konico na ročnik privijte tako, da s prsti držite spodnji beli del.



**POZOR:** Nikoli se ne dotaknite silikonu, ker bi s tem obrnil/ poškodovali konico.



**SKLADIŠČENJE IN RAVNANJE**  
Silikonke I/A-konice Allegro™ za enkratno uporabo so namenjene enkratni uporabi. Konice se hitro poškodujejo in jih je potrebno pregledati pred vsako uporabo. Ne uporabljajte konice, če je poškodovana. Izogibajte se stiku z drugimi instrumenti. Konice ne poskušajte popravljati, upogibati ali jo drugače spreminjati.

**MST Allegro™ Silikon- I/A-Spitze zur einmaligen Verwendung**




**VERWENDUNGSZWECK**  
Mit dem Allegro™ I/A-System kann während der Katarakt-OP Material aspiriert und die Augenlinse mit Irrigationsflüssigkeit versorgt werden. Die MST Allegro™ Silikon- I/A-Spitzen zur einmaligen Verwendung werden für die Irrigation und Aspiration von Linsematerial aus dem Auge während der Katarakt-OP in Verbindung mit einem Phakoemulsifikationsgerät und dem Allegro™ Handstück eingesetzt.

**VORSICHT:** MST Allegro™ Silikon- I/A-Spitzen zur einmaligen Verwendung werden steril geliefert und sind Einweginstrumente. MST Allegro™ Silikon- I/A-Spitzen zur einmaligen Verwendung werden strahlensterilisiert geliefert. Gerät nicht resterilisieren. Bei versuchter Reesterilisation wird die Spitze beschädigt. Durch eine Wiederverwendung des Produkts können die Integrität des Geräts beeinträchtigt und Verletzungen am Patienten verursacht werden.

**GEBRUCHSANLEITUNG**

1. Gerät vor jedem Einsatz überprüfen, um sicherzustellen, dass es keine Schäden aufweist. Spitze nicht modifizieren.
2. Allegro™ Silikon- I/A-Spitze zur einmaligen Verwendung auf dem Allegro™ Handstück anbringen und sicherstellen, dass sie sicher auf dem Handstück sitzt (siehe Abbildungen).

**VORSICHT:** Nur den unteren weißen Teil berühren. Spitze am unteren weißen Teil mit zwei Fingern greifen und auf das Handstück drehen.



**VORSICHT:** Silikon nicht berühren, da dies die Spitze verdrehen/ beschädigen kann.



**LAGERUNG UND HANDHABUNG**  
Allegro™ Silikon- I/A-Spitzen zur einmaligen Verwendung sind Einweginstrumente. Die Spitzen sind sehr empfindlich und müssen vor jedem Einsatz überprüft werden. Beschädigte Spitze nicht verwenden. Kontakt mit anderen Instrumenten vermeiden. Spitze nicht reparieren, biegen oder anderweitig modifizieren.

**MST Allegro™ I/A-spids af silikone til engangsbrug**



**TILSIGTET BRUG**  
Allegro™ I/A-systemet giver brugeren en metode til at aspirere materiale fra og tilføre skyllevæske til linsen under kataraktoperationer. MST Allegro™ I/A-spids af silikone til engangsbrug anvendes sammen med et apparat til fakoemulsifikation og Allegro™-håndstykket til at skylle og aspirere linsemateriale fra øjet under kataraktoperationer.

**FORSIGTIG:** MST Allegro™ I/A-spidserne af silikone til engangsbrug leveres sterile og er udelukkende beregnet til engangsbrug. MST Allegro™ I/A-spidserne af silikone til engangsbrug er steriliseret med bestråling. Instrumentet må ikke resteriliseres. Da det vil beskadige spidsen. Hvis produktet genbruges, kan det kompromittere instrumentets integritet og føre til patientskade.

**BRUGSANVISNING**  
1. Undersøg spidsen før hver anvendelse for at sikre, at den ikke er beskadiget. Spidsen må ikke modificeres.  
2. Sæt Allegro™-håndstykket og Allegro™ I/A-spidsen af silikone til engangsbrug sammen, idet det sikres, at spidsen sidder rigtig fast i håndstykket, som vist i figurene herunder.

**FORSIGTIG:** Bører kun den hvide base. Drej spidsen fast på håndtaget med den hvide fingertammer på basen under spidsen.



**FORSIGTIG:** Silikonen må ikke berøres, da vil dreje/ beskadige spidsen.



**OPBEVARING OG HÅNTERING**  
Allegro™ I/A-spidserne af silikone er beregnet til engangsbrug. Spidserne kan nemt beskadiges og skal undersøges før hver anvendelse. En spids må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Undgå kontakt med andre instrumenter. Spidsen må hverken repareres, bøjes eller modificeres på andre måder.

**Punta de I/A de silicona de un solo uso MST Allegro™**




**USO PREVISTO**  
El sistema de I/A Allegro™ ofrece al usuario un medio para aspirar material y suministrar fluido de irrigación al cristalino durante la cirugía de cataratas. Las puntas de I/A de silicona de un solo uso MST Allegro™ se utilizan conjuntamente con una máquina de facoemulsificación y la pieza de mano Allegro™ para irrigar y aspirar material del cristalino del ojo durante la cirugía de cataratas.

**PRECAUCIÓN:** Las puntas de I/A de silicona de un solo uso MST Allegro™ se venden estériles y son un dispositivo para un solo uso. Las puntas de I/A de silicona de un solo uso MST Allegro™ se esterilizan mediante irradación. No intente volver a esterilizar el dispositivo. Si lo hiciera, dañaría la punta. La reutilización del producto podría comprometer la integridad del dispositivo y provocar lesiones al paciente.

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. Inspeccione el dispositivo antes de cada uso para asegurarse de que se encuentre en perfecto estado. No intente modificar la punta.
2. Ensamble la punta de mano Allegro™ y la punta de I/A de silicona de un solo uso Allegro™, asegurándose de que la punta quede bien sujeta a la pieza de mano, como se muestra en las figuras.

**PRECAUCIÓN:** Toque únicamente la base de color blanco. Enrosque la punta al mango por la base de color blanco, apretándola únicamente con los dedos.



**PRECAUCIÓN:** Nunca toque la silicona, dado que retorcería/dañaría la punta.



**ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN**  
Las puntas de I/A de silicona de un solo uso Allegro™ se venden estériles y están previstas para un solo uso. Las puntas pueden sufrir daños fácilmente y deben ser inspeccionadas antes de cada uso. No use la punta si detecta cualquier daño. Evite el contacto con otros instrumentos. No intente reparar, doblar ni modificar la punta de ninguna otra forma.

**MSTn kertäkäyttöinen Allegro™-silikonikärki huuhelteluun ja aspirointiin**




**KÄYTTÖTARKOITUS**  
Allegro™-huuheltelu/aspiointinjärjestelmä on väline, jolla voidaan aspiroida materiaalia mykiöstä ja ruiskuttaa mykiöön huuhelunestettä kaiheilekautken aikana.  
MSTn huuheltelu ja aspiointiin tarkoitettuja kertäkäyttöisiä Allegro™-silikonikätkiä käytetään kuvissa fakoemulsiifikaitiolaitteen ja Allegro™-käsikappaleen kanssa mykiömateriaalin huuhelteluun ja aspiointiin silmästä kaiheilekautken aikana.

**VAROITUS:** MSTn huuheltelu ja aspiointiin tarkoitettua kertäkäyttöistä Allegro™-silikonikätkiä toimitaan sterilisinä, ja ne ovat kertäkäyttöisiä tarvikkeita. MSTn huuheltelu ja aspiointiin tarkoitettua kertäkäyttöistä Allegro™-silikonikätkiä on steriloitu säteilytämällä. Älä yritä steriiloidä välineitä uudelleen. Uudelleensterilointi vaurioittaa kärkää. Tuotteen uudelleenkäyttö voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa vamman potilaalle.

**KÄYTTÖOHJEET**  
1. Tarkasta väline vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä yritä muovata kärkää.  
2. Kokoa Allegro™-käsikappale sekä huuhelteluun ja aspiointiin tarkoitettu Allegro™-silikonikätki kuvissa esitetyllä tavalla varmistuen, että kärki tulee tukevasti kiinni käsikappaleeseen.

**VAROITUS:** Kosketa ainoastaan valkoista kantaa. Kierä kärki kahvaan valkoisen kannan avulla sormittuukkuuteen.



**VAROITUS:** Älä koskaan koske silikoniin, sillä tällöin kärki vääntyy/vaurioituu.



**VARASTOINTI JA KÄSITELY**  
Huuheltelu ja aspiointiin tarkoitettua kertäkäyttöistä Allegro™-silikonikätkiä ovat nimensä mukaisesti kertäkäyttöisiä. Kätkiä vaurioituvat helposti, mikä vuoksi ne pitää tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä vaurioitunutta kärkää. Vätkä kosketusta muiden instrumenttien kanssa. Älä yritä korjata, taivuttaa tai muulla tavoin muovata kärkää.

**Punta I/A in silicone monouso MST Allegro™**



**USO PREVISTO**  
Il Sistema I/A Allegro™ fornisce all'utente un mezzo per aspirare materiale da cristallino e per somministrare liquido di irrigazione a quest'ultimo durante gli interventi chirurgici di cataratta.


Le punte I/A in silicone monouso MST Allegro™ sono utilizzate insieme ad una macchina per la facoemulsificazione ed al manipolo Allegro™ per irrigare ed aspirare materiale del cristallino dall'occhio durante gli interventi chirurgici di cataratta.

**AVVERTENZA:** Le punte I/A in silicone monouso MST Allegro™ sono fornite in condizioni sterili e sono dispositivi monouso. Le punte I/A in silicone monouso MST Allegro™ sono fornite sterili e sono state sterilizzate per irraggiamento. Non tentare di sterilizzare nuovamente il dispositivo; si danneggerebbe la punta. Il riutilizzo del prodotto potrebbe compromettere l'integrità del dispositivo e causare lesioni al paziente.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Esaminare il dispositivo prima dell'uso per assicurarsi che sia privo di danni. Non tentare di modificare la punta.
2. Assemblare il manipolo Allegro™ e la punta I/A in silicone monouso Allegro™ verificando che la punta sia fissata saldamente al manipolo, come illustrato nelle figure.

**AVVERTENZA:** Toccare soltanto la base bianca. Ruotare la punta sul manico utilizzando la base bianca e stringendo con le dita.



**AVVERTENZA:** Non toccare mai il silicone per evitare di piegare / danneggiare la punta.



**CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE**  
Le punte I/A in silicone monouso Allegro™ sono concepite per essere utilizzate una volta soltanto. Le punte possono danneggiarsi facilmente e devono essere esaminate prima di ogni utilizzo. Non utilizzare la punta in caso di danni. Evitare il contatto con altri strumenti. Non tentare di riparare, piegare o modificare in altro modo la punta.

**MST Allegro™ I/A-silikontupper til engangsbrug**



**TILTENKT BRUK**  
Allegro™ I/A-systemet gir brukeren en måte å aspirere materiale på samt forsyne irrigasjonsvæske til krystallinsen under kataraktkirurgi. MST Allegro™ I/A-silikontupper til engangsbrug anvendes sammen med en fakoemulgeringsmaskin og Allegro™-håndstykket for å irrigere og aspirere linsemateriale fra øyet under kataraktkirurgi.

**FORSIKTIG:** MST Allegro™ I/A-silikontupper til engangsbrug er utstyrt som leverses sterile, og er udelukkende beregnet til engangsbrug. MST Allegro™ I/A-silikontupper til engangsbrug leveres sterile, steriliseret med stråling. Ikke prøv å sterilisere utstyret på nytt. Dette vil skade tuppen. Genbruk av produktet kan nedsette instrumentets integritet og føre til patientskade.

**BRUKSANVISNING**  
1. Undersøk spidsen før hver gang før bruk for å sikre at det er fritt for skade. Ikke forsøk å modifisere tuppen.  
2. Sett sammen Allegro™-håndtaket og Allegro™ I/A-silikontuppen til engangsbrug og sørg for at tuppen sitter godt fast til håndtaket, slik figurene viser.

**FORSIKTIG:** Berør kun den hvite basen. Bruk den hvite basen til å dreie tuppen inn på håndtaket og stramme til med fingrene.



**FORSIKTIG:** Berør aldri silikonet, da dette vil gjøre at tuppen vrir seg eller skades.



**OPBEVARING OG HÅNTERING**  
Allegro™ I/A-silikontupper til engangsbrug må ikke brukes mer enn én gang. Tuppen kan lett skades, og må undersøkes hver gang før bruk. Ikke bruk tuppen hvis den er skadet. Unngå kontakt med andre instrumenter. Ikke forsøk å reparere, bøye eller på annet vis modifisere tuppen.

**MST Allegro™ I/A-silikonspets for engångsbrug**



**AVSEDD ANVÄNDNING**  
Allegro™ I/A-systemet låter användaren aspirera material från och tillföra spolningsvätska till kristallinen under kataraktkirurgi. MST Allegro™ I/A-silikonspetsar för engångsbrug används i samband med en fakomulgeringsapparat och Allegro™-handstycket för att spola och aspirera linsmaterialet från ögat vid kataraktkirurgi.

**VAR FÖRSIKTIG!** MST Allegro™ I/A-silikonspetsar för engångsbrug levereras i sterilt skick och är avsedda för engångsbrug. MST Allegro™ I/A-silikonspetsarna för engångsbrug levereras sterila genom bestrålning. Försök inte att omsterilisera anordningen. Detta kommer att skada spetsen. Återanvändning av produkten kan äventyra enhetens integritet och resultera i skada på patienten.

**BRUKSANVISNING**

1. Inspektera anordningen innan den används för att kontrollera att den inte är skadad. Försök inte modifiera spetsen.
2. Montera Allegro™-handstycket och Allegro™ I/A-silikonspetsen för engångsbrug medan du säkerställer att spetsen är ordentligt fastsatt på handstycket enligt illustrationerna.

**VAR FÖRSIKTIG!** Vidrör endast den vita basen. Vrid fast spetsen på för hand på handtaget med hjälp av den vita basen.



**VAR FÖRSIKTIG!** Vidrör aldrig silikonmaterialet eftersom detta kan vrida/ skada spetsen.



**FÖRVARING OCH HANTERING**  
Allegro™ I/A-silikonspetsarna är avsedda för engångsbrug. Spetsarna kan skadas lätt och måste inspekteras varje gång innan användning. Använd inte spetsen om den är skadad. Undvik kontakt med andra instrument. Försök inte reparera, böja eller på annat sätt modifiera spetsen.

**Άκρο σιλικόνης μιας χρήσης «MST Allegro™ Single Use Silicone I/A»**




**ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**  
Το σύστημα Allegro™ I/A παρέχει στο χρήστη ένα μέσο για την αναρρόφηση υλικού και παροχή υγρού καταστονισμού προς τον κρυσταλλικό φακό κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης κатарράκτη. Τα άκρα σιλικόνης μιας χρήσης MST Allegro™ Single Use Silicone I/A χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα μηχανήμα φακοθρύψας και της χειρολαβής Allegro™ για τον καταστονισμό και την αναρρόφηση του υλικού του φακού από τον οφθαλμό κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης κатарράκτη.


**ΠΡΟΣΧΗ:** Τα άκρα σιλικόνης μιας χρήσης MST Allegro™ Single Use Silicone I/A παρέχονται σε αποστειρωμένη κατάσταση και είναι μία ονική μιας χρήσης. Τα άκρα σιλικόνης μιας χρήσης MST Allegro™ Single Use Silicone I/A παρέχονται αποστειρωμένα με μέθοδο ακτινοβολίας αποστείρωσης. Μην επιχειρήσετε να επανοστεριώσετε τη συσκευή. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά στο άκρο. Η επανοχρησιμοποίηση του προϊόντος θα μπορούσε να κινδυνεύσει την ακεραιότητα της συσκευής και να οδηγήσει σε τραυματισμό του ασθενούς.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
1. Ελέγξτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει βλάβες. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το άκρο.  
2. Συνυπολογίστε τη χειρολαβή Allegro™ και το άκρο σιλικόνης μιας χρήσης MST Allegro™ Single Use Silicone I/A διασφαλίζοντας ότι το άκρο είναι στερεωμένο με ασφάλεια στη χειρολαβή, όπως φαίνεται στις εικόνες.

**ΠΡΟΣΧΗ:** Αγγίζετε μόνο τη λευκή βάση. Βιδώστε το άκρο πάνω στη λαβή με τα δάκτυλα από τη λευκή βάση.



**ΠΡΟΣΧΗ:** Ποτέ μην αγγίζετε την σιλικόνη, καθώς κάτι τέτοιο θα στρίψει/ προκαλέσει ζημιά στο άκρο.



**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ**  
Τα άκρα σιλικόνης μιας χρήσης MST Allegro™ Single Use Silicone I/A προορίζονται για μία μόνο χρήση. Τα άκρα είναι ευαίσθητα και πρέπει να επεξευρούνται πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το άκρο αν υπάρχει βλάβη. Αποφύγετε την επαφή με άλλα όργανα. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να λυγίσετε ή να τροποποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο το άκρο.

**Jednorázové silikonová irigačné-aspirační špička MST Allegro™**



**POUŽITÍ**  
Irigačné-aspirační systém Allegro™ umožňuje odsát materiálů z čočky oka během operace katarakty a aplikaci irigační kapaliny tamtéž. Jednorázové irigačné-aspirační silikonové špičky MST Allegro™ slouží k uvedené aspiraci a irigaci při použití fakoemulzifikačního přístroje a následce Allegro™.

**POZOR:** Špičky jsou dodávány sterilní a jsou určeny k jednorázovému použití. Sterilizované zařízením. Nesterilizujte znovu. Došlo by k poškození špičky. Opakované použití výrobku může negativně ovlivnit jeho neporušenost a způsobit poranění pacienta.

**POKYNY K POUŽITÍ**  
1. Nepoškozenost zařízení zkontrolujte před každým použitím. Nepokoušejte se špičku upravovat.  
2. Špičky nasazujte pevně na následec podle obrázků.

**POZOR:** Dotýkejte se pouze bílé základny. Otočením špičky za základ



Силиконови наконечници за еднократна употреба
**MST Allegro™** I/A (иригација/аспирација)

**BG**

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Системата Allegro™ I/A дава възможност на ползвача да аспирира частици от и да подава иригационна течност към очната леща по време на операция на катаракта. Силиконовите наконечници за еднократна употреба MST Allegro™ I/A се използват заедно с апарат за факоемулсификация и найкрайника Allegro™ за иригация и аспирация на материал от лещата от окоето по време на операция на катаракта.

**ВНИМАНИЕ:** Силиконовите наконечници за еднократна употреба MST Allegro™ I/A са устройства за еднократна употреба, които се доставят стерилни. Силиконовите наконечници за еднократна употреба MST Allegro™ I/A се доставят след стерилизация чрез облъчване. Не правете контакт с патогенна стерилизирана на устройството. Това ще повреди наконечника. Повторното използване на продукта може да наруши цялостта на уреда и да доведе до нараняване на пациента.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Проверявайте устройството преди всяка употреба, за да сте сигурни, че не е повредено. Не се опитвайте да видоизмените наконечника.
- Сглобете найкрайника Allegro™ и силиконовия наконечник за еднократна употреба Allegro™ I/A така, че наконечникът да е здраво закрепен върху найкрайника, както е показано на фигурите.

**ВНИМАНИЕ:** Хващайте само за бялата основа. Като държите бялата основа, сложете наконечника върху найкрайника и го затегнете чрез завъртане с пръсти.



**ВНИМАНИЕ:** Никога не докосвайте силикона, за да не усучете/повредите наконечника.



#### СЪХРАНЯВАНЕ И БОРАВЕНЕ С НАКОНЕЧНИЦИТЕ

Силиконовите наконечници за еднократна употреба MST Allegro™ I/A са предназначени за еднократна употреба. Наконечниците трябва да се проверяват преди всяка употреба, тъй като могат лесно да се повредят. Не използвайте наконечника, ако е повреден. Избягвайте контакт с други инструменти. Не се опитвайте да поправите наконечника, да го огъвате или да го видоизмените по какъвто и да било друг начин.

#### MST Allegro™ 1 회용 실리콘 I/A 팁

#### 용도

Allegro™ I/A 시스템은 백내장 수술 시 물질을 흡입하고 수정체에 관류액을 공급하기 위해 사용됩니다. MST Allegro™ 1 회용 실리콘 I/A 팁은 수정체 유화 장비 및 Allegro™ 핸드피스와 함께 사용되어 백내장 수술 시 관류액을 공급하고 안구에서 수정체 물질을 흡입할 수 있습니다.

**주의:** MST Allegro™ 1회용 실리콘 I/A 팁은 멸균 상태로 제공되며 1회용 기구입니다. MST Allegro™ 1회용 실리콘 I/A 팁은 방사선 멸균을 통한 멸균 상태로 제공됩니다. 기구를 재멸균하지 마십시오. 그러한 경우 팁이 손상될 수 있습니다. 재사용 시에는 제품이 결함이 발생해 환자가 부상을 입을 수 있습니다.

#### 사용 설명

- 매회 사용에 앞서 기기를 검사하여 손상이 없는지 확인하십시오. 팁을 개조하지 마십시오.
- Allegro™ 핸드피스와 Allegro™ 1회용 실리콘 I/A 팁을 조합해 그림과 같이 팁과 핸드피스를 단단히 연결하십시오.

**주의:** 백색 기반부에 만지지 마십시오. 백색 기반부를 손가락으로 단단히 붙잡고 팁을 핸들에 비틀어 깨웁니다.



**주의:** 실리콘 부위를 만지지 마십시오. 팁이 구부러지거나 손상될 수 있습니다.



#### 보관 및 처리

Allegro™ 1회용 실리콘 I/A 팁은 1회용입니다. 팁은 손상되지 쉬우므로 매회 사용하기에 앞서 반드시 검사해야 합니다. 팁이 손상된 경우 사용하지 마십시오. 다른 장비와의 접촉을 피하십시오. 팁을 수리하거나 구부러거나 달리 개조하지 마십시오.

#### MST Allegro™ egyszer használatos szilikon I/A hegy

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET


Az Allegro™ I/A rendszer segítségével a felhasználó számára lehetővé válik az eltávolítandó anyagnak a szemlencséből való levétele, és a szemlencse oblitéséhez szükséges folyadék bejuttatása a szürkehályogműték során. Az MST Allegro™ egyszer használatos szilikon I/A hegyek a fakoemulzifikációs készülékkel és az Allegro™ kézi eszközzel együtt irrigálásra és a szemlencse lesvételére (aspirálás) használatosak szürkehályogműtétek során.

**FIGYELEM:** Az MST Allegro™ egyszer használatos szilikon I/A hegyek steril állapotban szállított, egyszeri használatra alkalmas eszközök. Az MST Allegro™ egyszer használatos I/A hegyek egyszerűen tisztítandóak és újra használhatók. Az eszközök tilos újra sterilizálni. Az újaterilizálás a hegy sérülését eredményezi. A termék ismételt felhasználása károsíthatja az eszköz épségét és a beteg sérülését okozhatja.

#### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Az eszköz sértetlenségét minden használat előtt ellenőrizni kell. A hegyen nem szabad semmilyen módosítást végezni.
- Az ábrákon látható módon illeszse össze az Allegro™ kézi eszközt és az Allegro™ egyszer használatos szilikon I/A hegyet. ügyelje arra, hogy a hegy szilárdan rögzüljön a kézi eszközhöz.

**FIGYELEM:** Csak a fehér aljzathoz szabad hozzérni. A fehér aljzattól megfogva csavarja a hegyet szorosan a kézi eszközre.



**FIGYELEM:** Soha ne érjen hozzá a szilikon részhez, mert meggörbülhet/sérülhet a hegy.



#### TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

Allegro™ egyszer használatos szilikon I/A hegy kizárólag egyszeri használatra szolgál. A hegyet könnyen megsérülhet, ezért azt minden használat előtt ellenőrizni kell. Sérült helyzetben használni. Ügyeljen arra, hogy a hegy más eszközhöz ne érjen hozzá. A hegy javítását, meghajlítását vagy bármilyen módon való megváltoztatását tilos megkísérélni

#### MST Allegro™ Tek Kullanımlık Silikon I/A Ucu

#### KULLANIM AMACI


Allegro™ I/A Sistemi, katarakt cerrahisi sırasında kallanıcıya kristalin lensinden materyal aspire etme ve lense irigasyon sıvısı tedarik etme olanagi sağlar. MST Allegro™ Tek Kullanımlık Silikon Irigasyon/Aspirasyon I(A) Uçları, katarakt cerrahisi sırasında gözdeki lens materyaline irigasyon uygulaması ve lens materyalinin gözden aspire etmek için bir Fakoemülsifikasyon makinesi ve Allegro™ el ünitesi ile birlikte kullanılır.

**DİKKAT:** MST Allegro™ Tek Kullanımlık Silikon I/A Uçları steril durumda temin edilir ve tek kullanımlık bir cihazdır. MST Allegro™ Tek Kullanımlık Silikon I/A Uçları ısnılama sterilizasyonu ile steril durumda temin edilir. Cihaz tekrar sterilize etmeye teebbüs etmeyin. Aksi takdirde uç hasar görecektir. Ürünün tekrar kullanılması, cihazın bütünlüğünü tehlikeye düşürebilir ve hastanın yaralanması ile sonuçlanabilir.

#### KULLANIM BİLGİLERİ

- Her kullanımdan önce cihazı inceleyerek hasar içermediğinden emin olun. Uçta deęişiklik yapmaya teebbüs etmeyin.
- Allegro™ Tek Kullanımlık Silikon I/A ucunu şekillerde gösterildięi gibi Allegro™ el ünitesine güvenli bir şekilde oturtarak monte edin.

**DİKKAT:** Sadece beyaz tabanlı temas edin. Uçun beyaz tabanını, parmak ucuyla tutup çevirerek el ünitesine parmak sıkılığında (çok sıkı olmayacak şekilde) takın.



**DİKKAT:** Silikona asla dokunmayın; aksi takdirde uç bükülecek ya da hasar görecektir.



#### DEPOLAMA VE İŞLEM

Allegro™ Tek Kullanımlık Silikon I/A Uçları tek kullanımlıçin amaçlanmıştır. Uçları kolayca veya görebilir ve her kullanımdan önce denetlenmelidir. Eğer hasar varsa ucu kullanmayın. Diğer aletlerle temas ettirmekten kaçının. Ucu tamir etmeye, eğmeye veya uçta başka şekilde deęişiklik yapmaya teebbüs etmeyin.

#### Vărf din silicon pentru irigare/aspirare de unică folosință

#### MST Allegro™

#### DOMENIU DE UTILIZARE


Sistemul pentru irigare/aspirare Allegro™ oferă utilizatorului un mijloc de aspirare a materialelor și furnizare de lichid de irigare pentru cristalin în timpul operației de cataractă. Vărfurile din silicon pentru irigare/aspirare de unică folosință MST Allegro™ se utilizează în combinație cu un aparat de facoemulsificare și piesa manuală Allegro™ pentru a iriga și aspira material de lentilă din ochi în timpul operației de cataractă.

**ATENȚIE:** Vărfurile din silicon pentru irigare/aspirare de unică folosință MST Allegro™ sunt livrate în stare sterilă și constituie dispozitive destinate unei singure utilizări. Vărfurile din silicon pentru irigare/aspirare de unică folosință MST Allegro™ sunt livrate în stare sterilă, fiind sterilizate prin radier. Nu încercați să resterilizați dispozitivul. Acest lucru va deteriora vârful. Refolosirea produsului poate compromite integritatea dispozitivului și poate duce la vătămarea pacientului.

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Controlați dispozitivul înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că nu prezintă deteriorări. Nu încercați să modificați vârful.
- Asamblați piesa manuală Allegro™ și vârful din silicon pentru irigare/aspirare de unică folosință Allegro™ având grijă ca vârful să fie bine fixat în piesa manuală, după cum este indicat în figură.

**ATENȚIE:** Atingeți numai baza albă. Răsuciți vârful pe mâner folosind baza albă prin strângere cu degetul.



**ATENȚIE:** Nu atingeți niciodată siliconul, deoarece acest lucru va răsuçi/deteriora vârful.



#### DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

Vărfurile din silicon pentru irigare/aspirare de unică folosință Allegro™ sunt destinate unei singure utilizări. Vărfurile pot fi deteriorate cu ușurință și trebuie controlate înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați vârful dacă există deteriorări. Evitați contactul cu alte instrumente. Nu încercați să reparați, să îndoiți sau să modificați vârful în alt mod.

Силиконовый наконечник I/A
наконечник MST Allegro™
одноразового использования

#### НАЗНАЧЕНИЕ


Система Allegro™ I/A (для ирригации/аспирации) предоставляет пользователю возможность проведения аспирации, а также подачи ирригационной жидкости в хрусталик во время операции по удалению катаракты. Силиконовые I/A наконечники MST Allegro™ одноразового использования предназначены для использования в фазоэмульсификаторе и рукоятке Allegro™ для ирригации и аспирации фрагментов линзы из глаза во время операции по удалению катаракты.

**ВНИМАНИЕ:** Силиконовые I/A наконечники MST Allegro™ одноразового использования поставляются в стерильном состоянии и предназначены для одноразового использования. Стерильность силиконовых I/A наконечников MST Allegro™ одноразового использования обеспечивается путем стерилизации облучением. Не пытайтесь повторно стерилизовать данное оборудование. Это может привести к повреждению наконечника.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Проверьте прибор перед каждым использованием, чтобы убедиться, что он не имеет повреждений. Не пытайтесь модифицировать наконечник.
- Прикрепите силиконовый I/A наконечник Allegro™ одноразового использования на рукоятку Allegro™ и убедитесь, что наконечник надежно закреплен на рукоятке, как показано на рисунках.

**ВНИМАНИЕ:** Можно прикасаться только к белому основанию наконечника. Нанитеить наконечник на рукоятку вручную, держаь за белое основание наконечника.



**ВНИМАНИЕ:** Ни в коем случае не прикасайтесь к силиконовой части, так как это приведет к скручиванию/повреждению наконечника.



#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ

Силиконовые I/A наконечники MST Allegro™ одноразового использования предназначены только для одноразового использования. Наконечники могут быть легко повреждены, и поэтому их необходимо проверять перед каждым использованием. Не используйте наконечник при наличии повреждений. Избегайте контакта с другими инструментами. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, сгибать или каким-либо другим образом модифицировать наконечник.

#### MST Allegro™ ühekordselt kasutatav silikoonist irrigatsioon-/aspiratsioonitask

**LV**

#### Jednorazowa, silikonowa końcówka do irygacji/aspiracji I(A) MST Allegro™


**LIETOŠANAS MĒRĶIS**
Allegro™ kairinājuma un aspirācijas (Irrigation and Aspiration — I/A) sistēmu ir paredzēts lietot kataraktas ķirurģijas laikā, lai aspirētu materiālu no lēcas un pievadītu lēcai kairinājuma šķidrumu. MST Allegro™ vienreizlietojamais kairinājuma un aspirācijas silikona uzgaļus izmanto kopā ar fakomaniplulācijas instrumentu un Allegro™ rokturi, lai kataraktas ķirurģijas laikā kairinātu lēcas materiālu un aspirētu to no aca.

**UZMANĪBU!** MST Allegro™ vienreizlietojamie kairinājuma un aspirācijas silikona uzgaļi tiek piegādāti sterili un ir paredzēti vienreizējai lietošanai. MST Allegro™ vienreizlietojamie kairinājuma un aspirācijas silikona uzgaļi tiek piegādāti sterili. Tie ir sterilizēti ar apstarošanu. Nesterilizējiet uzgaļi atkārtoti. Pretējā gadījumā uzgaļis tiks sabojāts. Izstrādājuma atkārtota lietošana var apdraudēt ķerīes pīletoģtāmbūvumu radīt miesas bojāumu pacientam.

#### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Vienmēr pirms lietošanas pārbaudiet, vai uzgaļis nav bojāts. Uzgaļi nedrīkst pārveidot.
- Polačzyć uchwył Allegro™ z jednorazowǎ, silikonowǎ końcówkǎ I/A Allegro™, tak aby końcówka była dobrze zamocowana na uchwyłcie, jak przedstawiono na ilustracji.

**UZMANĪBU!** Pieskarties drīkst tikai baltās krāsas pamatnei. Izmantojot baltas pamatnes tapu, cieši uzkrūvējiet uzgali uz roktura.



**UZMANĪBU!** Nepieskarties silikona daļai. Pretējā gadījumā uzgaļis tiks deformēts vai sabojāts.



#### UZGLABĀŠANA UN LIETOŠANA

Allegro™ vienreizlietojamie kairinājuma un aspirācijas silikona uzgaļi ir paredzēti vienreizējai lietošanai. Uzgaļus var viegli sabojāt. Vienmēr pirms lietošanas pārbaudiet, vai uzgaļis nav bojāts. Nesterilizējiet uzgali, tas ir bojāts. Nodrošiniet, lai tas nenonāktu saskarē ar citiem instrumentiem. Uzgaļi nedrīkst labot, locht vai citādi pārveidot.

#### Silikonski I/A vrh za jednokratnu uporabu MST Allegro™

**HR**

#### NAMJENA


I/A sustav Allegro™ omogućuje korisniku izvlačenje materijala i dovod tekućine za ispiranje na kristalnu leću tijekom operacije katarakte. Silikonski I/A vrh za jednokratnu uporabu MST Allegro™ rabi se zajedno s uređajem za fakoemulzifikaciju i ručnim uređajem Allegro™ za ispiranje i izvlačenje materijala leće iz oka tijekom operacije katarakte.

**OPREZ:** Silikonski I/A vrhovi za jednokratnu uporabu MST Allegro™isporučuju se u sterilnim uvjetima i namijenjeni su za jednokratnu uporabu. Silikonski I/A vrhovi za jednokratnu uporabu MST Allegro™ isporučuju se sterilizirani zračenjem. Nemojte pokušavati ponovno sterilizirati uređaj. Time ćete oštetiti vrh. Ponovnom upotrebom proizvoda može se ugrožiti integritet uređaja i dovesti do ozljede pacijenta.

#### UPUTE ZA UPORABU

- Prije svake uporabe pregledajte uređaj kako bi se osiguralo da nema oštećenja. Nemojte pokušavati mijenjati vrh.
- Sastavite ručni uređaj Allegro™ i silikonski I/A vrh za jednokratnu uporabu Allegro™ vodeći računa da je vrh dobro učvršćen na ručku kao što je prikazano na slikama.

**OPREZ:** Dodirujte samo bijelu osnovu. Zakrenite vrh na ručki koristeći mogućnost zavrtnja prstima na bijeloj osnovi.



**OPREZ:** Nikada nemojte dodirivati silikon jer ćete tako zakrenuti/oštetiti vrh.



#### SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Silikonski I/A vrh za jednokratnu uporabu Allegro™ namijenjen je za jednokratnu uporabu. Vrhovi se mogu lako oštetiti i moraju se pregledati prije svake uporabe. Ako primijetite oštećenje, nemojte koristiti vrhove. Izbjegavajte kontakt s ostalim instrumentima. Nemojte pokušavati popraviti, savijati ili na drugi način mijenjati vrh.

#### MST Allegro™ Silikonski I/A vrh za jednokratnu upotrebu

**SR**

#### NAMENA


The Allegro™ I/A Sistem omogućava korisniku načine da tokom operacije katarakte iz kristalnog sočiva aspirira materijal i da istu snabdeva tečnošću. MST Allegro™ silikonski I/A vrhovi za jednokratnu upotrebu se koriste zajedno sa Fakoemulzifikacijskom mašinom i Allegro™ ručnim delom za irigaciju i aspiraciju sočnog materijala iz oka tokom operacije katarakte.

**UPOZORENJE:** MST Allegro™ Silikonski I/A vrhovi za jednokratnu upotrebu se obezbeđuju u sterilnom stanju i koriste se za jednokratnu upotrebu. MST Allegro™ Silikonski I/A vrhovi za jednokratnu upotrebu se obezbeđuju sterilni značajnom sterilizacijom. Ne pokušavati ponovnu sterilizaciju. Ukoliko se pokuša ponovna sterilizacija, oštećić se vrh. Ponovna upotreba proizvoda može narušiti integritet uređaja i dovesti do povrede pacijenta.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Pregledati napravu pre svake upotrebe kako biste bili sigurni da nije oštećena. Ne pokušavajte da modifikujete vrh.
- Montirajte Allegro™ ručni deo i Allegro™ Silikonski I/A vrh za jednokratnu upotrebu i pobornite se da je vrh bezbedno pričvršćen za ručni deo kao što je prikazano na slikama.

**UPOZORENJE:** Dodirivati samo beli deo osnove. Crvrsto prstima okrenite vrh na rukohvatu koristeći beli deo baze.



**UPOZORENJE:** Nikada ne dodirivati silikon jer će to okrenuti/oštetiti vrh.



#### ČUVANJE I RUKOVANJE

Allegro™ Silikonski I/A vrhovi za jednokratnu upotrebu su namenjeni za jednokratnu upotrebu. Vrhovi lako mogu biti oštećeni i moraju je pregledati pre upotrebe. Ne koristiti vrh ako postoji oštećenje. Izbegavati kontakt sa drugim instrumentima. Ne pokušavati popravljanje, savijanje ili druge modifikacije vrha.



**MST Allegro™ Single Use Silicone I/A Tip**


**INTENDED USE**
The Allegro™ I/A System provides the user with a means to aspirate material from, and supply irrigation fluid to the crystalline lens during cataract surgery.
MST Allegro™ Single Use Silicone I/A Tips are used in conjunction with a Phacoemulsification machine and the Allegro™ handpiece to irrigate and aspirate lens material from the eye during cataract surgery.

**CAUTION:** MST Allegro™ Single Use Silicone I/A Tips are supplied in a sterile condition and are a single use device. MST Allegro™ Single Use Silicone I/A Tips are provided sterile via irradiation sterilization. Do not attempt to re-sterilize the device. Doing so will damage the tip. Reuse of the product could compromise the integrity of the device and result in injury to the patient.

#### DIRECTIONS FOR USE

- Inspect the device before each use to ensure that it is free of damage. Do not attempt to modify the tip.
  - Assemble the Allegro™ handpiece and Allegro™ Single Use Silicone I/A tip ensuring that the tip is fastened securely to the handpiece as shown in the figures.
- CAUTION:** Only touch the white base. Twist the tip onto the handle using the white base finger tight.
- CAUTION:** Never touch the silicone as that will twist/damage the tip.
- CAUTION:** Never touch the silicone as that will twist/damage the tip.

**CAUTION:** Only touch the white base. Twist the tip onto the handle using the white base finger tight.



**CAUTION:** Never touch the silicone as that will twist/damage the tip.



#### STORAGE AND HANDLING

The Allegro™ Single Use Silicone I/A Tips are intended for a single use. The tips can be easily damaged and must be inspected prior to each use. Do not use the tip if damage exists. Avoid contact with other instruments. Do not attempt to repair, bend or otherwise modify the tip.

#### „MST Allegro™™ vienkartinis silikoninis I/A antgališ

**LT**

**PASKIRTIS**
Asmeniui, naudojančiam „Allegro™™“ I/A sistemǎ, suteikiamos priemonės, skirtos mediagiams iš akies lęšiuo išsiurbti ir drėkinimo skysčiui į jį teikti, atliekant kataraktos operacijǎ.
„MST Allegro™™“ vienkartiniai silikoniniai I/A antgaliai naudojami su fakoemulsifikacijos įrenginiu ir „Allegro™™“ prietaisu ir yra skirti akies lęšiukui drėkinti bei mediagiams iš jo išsiurbti atliekant akies kataraktos operacijǎ.

**PERSPĖJIMAS.** „MST Allegro™™“ vienkartiniai silikoniniai I/A antgaliai tiekiami steriliš ir yra skirti naudoti tik vienǎ kartǎ. „MST Allegro™™“ vienkartiniai silikoniniai I/A antgaliai tiekiami steriliš (sterilizuoti švintinant). Prietaiso nemėginkite sterilizuoti pakartotinai. Priešingu atveju galite pažeisti antgaliǎ. Naudojant gaminį pakartotinai, gali būti pažeistas (taiso vientisumas ir nukentėti pacientas.

#### NAUDOJIMO NURODYMAI

- Prieš kiekvienǎ kartǎ naudodami prietaisǎ, patikrinkite jį ir įsitinkinkite, kad jis nepažeistas. Nebandykite keisti antgalio.
- Ant „Allegro™™“ prietaiso uždėkite „Allegro™™“ vienkartinį silikoninį I/A antgaliǎ ir įsitinkinkite, kad antgališ ant prietaiso uždėtas tvirtai, kaip pavaizduota paveikslėliuose.

**PERSPĖJIMAS.** Liesti galite tik baltos spalvos pagrindǎ. Pirštasi spausdami baltos spalvos pagrindǎ, sukite antgaliǎ ir pritvirtinkite jį prie rankenos.



**PERSPĖJIMAS.** Niekada nelieskite silikono, nes galite iškreipti / pažeisti antgaliǎ.



#### LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

„Allegro™™“ vienkartiniai silikoniniai I/A antgaliai skirti naudoti tik vienǎ kartǎ. Antgalius lengva pažeisti, todėl juos reikia tikrinti prieš kiekvienǎ kartǎ naudojant. Jei antgališ pažeistas, jo nenaudokite. Saugokite, kad jis nesiliestų su kitais instrumentais. Nemėginkite taisyti, sulenkinti ar kitaip keisti antgaliǎ.